



A-250

A型標準セット (普通摺り)

型式	フラスコ容量	標準セット規格	備考	コードNo.
A-200	200mL	バブラー¥19/38 フラスコ¥19/38	目盛なし	3151-01
A-250	250mL	〃	〃	3151-02
A-350	350mL	バブラー¥24/40 フラスコ¥24/40	〃	3151-03

A型 部品

部品	規格	備考	コードNo.
バブラー	¥19/38(A-200・A-250) ¥24/40(A-350)	G-2	3151-51
フラスコ	A-200用 200mL ¥19/38	普通摺り	3151-52
〃	A-250用 250mL ¥19/38	〃	3151-53
〃	A-350用 350mL ¥24/40	〃	3151-54

(注)バブラーのみご注文の場合はフラスコ容量をご指定ください。



B-200

B型標準セット (透明摺り)

型式	フラスコ容量	標準セット規格	コードNo.
B-200	200mL	バブラー¥15/25・連結管¥15/25×¥24/30 三角フラスコ¥24/30	3152-01
B-300	300mL	〃	3152-02

B型 部品

部品	規格	備考	コードNo.
バブラー	B-200用・B-300用 ¥15/25	G-2	3152-51
連結管	B-200用・B-300用 ¥15/25 × ¥24/30(吸引付)	透明摺り	3152-52
三角フラスコ	B-200用・200mL ¥24/30	〃	3152-53
〃	B-300用・300mL ¥24/30	〃	3152-54

(注)バブラーのみご注文の場合はフラスコ容量をご指定ください。



C-350

C型標準セット (透明摺り)

型式	フラスコ容量	標準セット規格	備考	コードNo.
C-250	250mL	バブラー・フラスコ250mL ¥40/25	100・125mL 回線入	3153-01
C-350	350mL	バブラー・フラスコ350mL ¥40/25	250mL 回線入	3153-02

C型 部品

部品	規格	備考	コードNo.
バブラー	C-250用 ¥40/25(G-2)	透明摺り	3153-51
〃	C-350用 ¥40/25(G-2)	〃	3153-52
フラスコ	C-250用 ¥40/25 100・125mL回線入	〃	3153-53
〃	C-350用 ¥40/25 250mL回線入	〃	3153-54

(注)バブラーのみご注文の場合はフラスコ容量をご指定ください。

(注)標準品のフィルターNo.はG-2です。G-2以外のフィルターも承りますので注文時にご指定ください。

水銀測定用ばっき瓶

コードNo.	品 名	型 式	規 格	定 価
3151-01	水銀測定用ばっき瓶 (A型標準セット)	A-200	200mL バブラー	※ お問い合わせください
-02		A-250	250mL	
-03		A-350	350mL バブラー	
-51	バブラー	G2	(A-200・A-250) (A-350)	
-52	フラスコ		A-200用 200mL	
-53	"		A-250用 250mL	
-54	"		A-350用 350mL	
3152-01	水銀測定用ばっき瓶	B-200	200mL バブラー	
-02		B-300	300mL	
-51	バブラー	G2	B-200・B-300用	
-52	連結管		B-200・B-300用	
-53	三角フラスコ		B-200用・200mL	
-54	"		B-300用・300mL	
3153-01	水銀測定用ばっき瓶 (C型標準セット)	C-250	250mL バブラー・フラスコ	
-02		C-350	350mL バブラー・フラスコ	
-51	バブラー	G2	C-250用	
-52	"	G2	C-350用	
-53	フラスコ		C-250用	
-54	"		C-250用	