


特長

- 軸受部に大型ベアリングを装着していますから、ガラス器具をフルセットして荷重がかかっても指先で軽く回せます。
- スタンド(ベース)が四つ足のため安定性があり、ガラス器具をフルセット架けてもぐらついたり倒れる心配が全くありません。高価なガラス器具も安心して使用できます。(ベースの質量8kg)
- 分液ロート架板・器具受台は塩ビ製、クランプはステンレス(SUS-304)で先端をビニールコーティングしていますから、ガラス器具が滑らずしっかり固定できます。また、クランプの開閉はバネ式です。
- スタンド支柱にネジ固定用溝が設けてありますので、上下の位置がずれる事なく任意の高さに確実に固定できます。



ABSカラムホルダー



ダイオキシン用カラムホルダー



クランプ形状

(使用例)



各種カラムホルダー用部品

品名	規格	備考	コードNo.
分液ロート架板	6個架(止め金具ビス付)	塩ビ製	2315-51
〃	8個架(〃)	〃	2315-52
〃	10個架(〃)	〃	2315-53
クランプ	6本架	ステンレス製	2315-54
〃	8本架	〃	2315-56
〃	10本架	〃	2315-58
スタンド支柱	各種共通	完全固定用溝入	2315-60

ABSカラムホルダー(外寸法・φ380mm×H1000mm)


仕様

型式	架数	標準構成	コードNo.
AS-6	6	スタンド・分液ロート架板・クランプ(2個)	2315-6
AS-8	8	〃 〃 〃 (2個)	2315-8
AS-10	10	〃 〃 〃 (2個)	2315-10

ダイオキシン用カラムホルダー(外寸法・φ380mm×H1000mm)

仕様

型式	架数	標準構成	コードNo.
DS-6	6	スタンド・ロート架板・クランプ(1個)	2316-6
DS-8	8	〃 〃 〃 (1個)	2316-8
DS-10	10	〃 〃 〃 (1個)	2316-10



分液ロート架板形状

カラムホルダー

コードNo.		品名	型式	規格	定価
2315-	51	分液ロート架板		6個架(塩ビ製)	※ お問い合わせください
2315-	52	"		8個架(")	
2315-	53	"		10個架(")	
2315-	54	クランプ		6本架(小)(ステンレス製)	
2315-	56	"		8本架(小)(")	
2315-	58	"		10本架(小)(")	
2315-	60	スタンド支柱			

2315-	6	ABSカラムホルダー	AS-6	架数 6	※ お問い合わせください
2315-	8	"	AS-8	架数 8	
2315-	10	"	AS-10	架数 10	

2316-	6	ダイオキシン用カラムホルダー	DS-6	架数 6	
2316-	8	"	DS-8	架数 8	
2316-	10	"	DS-10	架数 10	