




CGR-05J(ガス)

写真の有栓メスシリンダーは装置には付属しません

シアン蒸留装置

■ ガラス器具構成図('71年JIS)



電気式 (自動温度調整器付)

- 高性能スーパークイックヒーター搭載
【意匠登録 第1518085号】

■ 仕様

型式	架数	電源(AC)	架台寸法(W×D×H)mm	質量	コードNo.
CGR-03D	3	100V-15A	790 × 350 × 1020	33kg	9-2061-3C
CGR-04D	4	100V-20A	1010 × 350 × 1020	44kg	9-2061-4C
CGR-05D	5	100V-25A	1230 × 350 × 1020	55kg	9-2061-5C
CGR-06D	6	100V-30A	1450 × 350 × 1020	66kg	9-2061-6C
CGR-08D	8	100V-40A	1890 × 350 × 1020	88kg	9-2061-8C

- 架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。
- 旧型ヒーターブロックは、新型ヒーターブロックに簡単に交換出来ます。
(ご照会ください)

- 標準仕様の電源はAC100Vです。標準ガラス器具付(蒸留フラスコ750mL用)
- 電源コードは端子止めです。(プラグは付きません)
- プラグ付きをご希望の場合は、ご注文時に形状をご指定ください。
- AC200V(单相)仕様も承ります。(オプション) 価格は変わりません。

ガス式 (自動点火式)

■ 仕様

型式	架数	熱源	架台寸法(W×D×H)mm	質量	コードNo.
CGR-03J	3	ガス	790 × 350 × 1020	27kg	2062-3
CGR-04J	4	〃	1010 × 350 × 1020	36kg	2062-4
CGR-05J	5	〃	1230 × 350 × 1020	45kg	2062-5
CGR-06J	6	〃	1450 × 350 × 1020	54kg	2062-6
CGR-08J	8	〃	1890 × 350 × 1020	72kg	2062-8

- ガスの種類はご注文時に必ずご指定ください。 ● 架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。

ガス式 (手動点火式)

■ 仕様

型式	架数	熱源	架台寸法(W×D×H)mm	質量	コードNo.
CGR-03	3	ガス	790 × 350 × 1020	26kg	2063-3
CGR-04	4	〃	1010 × 350 × 1020	34kg	2063-4
CGR-05	5	〃	1230 × 350 × 1020	42kg	2063-5
CGR-06	6	〃	1450 × 350 × 1020	50kg	2063-6
CGR-08	8	〃	1890 × 350 × 1020	68kg	2063-8

- ガスの種類はご注文時に必ずご指定ください。 ● 架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。

- 標準ガラス器具付(蒸留フラスコ750mL用)
- 標準仕様はフロアタイプです。
- 卓上型をご希望の場合は事前にご相談ください。

シアン蒸留装置用 (ガラス器具部品) ('71年JIS)

図番	品名	規格	コードNo.	備考
①	蒸留フラスコ	750mL \$24/40	2061-51	※
②	二球付分留管	テフロンコック付(ロート付) 球面 \$25×\$24/40	2061-52	※
③	冷却器(蛇管)	300mm 上下球面付 \$25×\$25	2031-55	※
④	逆流止め	球面 \$25	2031-56	※
⑤	球面中間連結管	\$25×\$25	2031-54	※
⑥	球面用クランプ	\$25	2031-59	
	有栓メスシリンダー	250mL	2011-58	
	蒸留フラスコ	1000mL \$24/40	2061-53	
⑦	スプリング止金	SUS-304(2ヶ1組)	2031-60	
	セラミックボール	1000mL用(理研オリジナル)	2250-54	

備考欄の※印は標準ガラス部品です。(摺り合わせは普通摺り)

シアン蒸留装置

コードNo.	品名/型式	規格	定価
9-2061-3C	シアン蒸留装置 (標準ガラス器具付)	CGR-03D	電気式 3連
9-2061-4C		CGR-04D	// 4連
9-2061-5C		CGR-05D	// 5連
9-2061-6C		CGR-06D	// 6連
9-2061-8C		CGR-08D	// 8連
2062-3	シアン蒸留装置 (標準ガラス器具付)	CGR-03J	ガス自動点火式 3連
2062-4		CGR-04J	// 4連
2062-5		CGR-05J	// 5連
2062-6		CGR-06J	// 6連
2062-8		CGR-08J	// 8連
2063-3	シアン蒸留装置 (標準ガラス器具付)	CGR-03	ガス手動点火式 3連
2063-4		CGR-04	// 4連
2063-5		CGR-05	// 5連
2063-6		CGR-06	// 6連
2063-8		CGR-08	// 8連
2061-51	蒸留フラスコ	750mL	¥24/40
2061-52	二球付分留管	テフロンコック付(口付) 球面	¥25x¥24/40
2031-55	冷却器(蛇管)	300mm 上下球面付	¥25x¥25
2031-56	逆流止め	球面	¥25
2031-54	球面中間連結管		¥25x¥25
2031-59	球面用クランプ		¥25
2011-58	有栓メスシリンダー	250mL	
2061-53	蒸留フラスコ	1000mL	¥24/40
2031-60	スプリング止金	SUS-304(2ヶ1組)	
2250-54	セラミックボール	1000mL	

※
お問い合わせください