

四ツ足スタンドで安定性抜群

(受皿φ420mm、全長1000mm)



F-1000



F-300

(写真の分液ロートは付属しません)



F-3000

分液ロートターンスタンド

分液ロートをフル装着しても、回転軸部にベアリングが装備されているので、片手で軽く回せます。また、分液ロートホルダーは、スタンド棒の溝に沿って上下でき、頑丈なネジでしっかり固定できます。

■仕様 ステンレス(SUS-304製) 四ツ足スタンド(鋳物製8kg)

型式	分液ロート形状	備考	コードNo.
F-100	スクープ型 100mL	8本架×2段	4113-01
F-200	スクープ型 200mL	8本架×2段	4113-02
F-300	スクープ型 300mL	8本架×2段	4113-03
F-500	スクープ型 500mL	8本架×2段	4113-04
F-1000	スクープ型 1000mL	6本架×2段	4113-05
F-3000	丸型 2L~3L	4本架×1段	4113-06
F-5000	丸型 5L	4本架×1段	4113-07

標準付属品 四ツ足スタンド1m(受皿φ420mm付)、分液ロート架、ロートホルダー止金具、ビス付

ホルダー・スタンド

品名	分液ロート形状	架数・リングサイズ	コードNo.
分液ロートホルダー	スクープ型 100mL	8本架 内径φ 57mm	4113-51
〃	スクープ型 200mL	8本架 内径φ 70mm	4113-52
〃	スクープ型 300mL	8本架 内径φ 80mm	4113-53
〃	スクープ型 500mL	8本架 内径φ100mm	4113-54
〃	スクープ型 1000mL	8本架 内径φ115mm	4113-55
〃	丸型 2L~3L	4本架 内径φ155mm	4113-56
〃	丸型 5L	4本架 内径φ205mm	4113-57
四ツ足スタンド	高さ1m 受皿φ420mm付		4113-58

スタンドの形状は安定性の良い四ツ足です。(鋳物製8kg)

各架数をフル装着しても倒れるおそれが全くありません。

(注) 分液ロート架数は、F-100~F-1000まではスクープ型が対象です。
F-3000~F-5000は球型が対象です。

フラスコキャリア



K-300

(写真のフラスコは付属しません)

仕様

型式	容量	架数	本体寸法 mm W×D×H	コードNo.
K-100	50~100mL	10個架	390×165×410	4117-01
K-300	200~300mL	8個架	400×200×490	4117-02

※材質はステンレス(SUS-304製)

フラスコキャリア は 販売を終了しました

分液ロートターンスタンド、フラスコキャリア

コードNo.	品名	型式	規格	定価
4113-01	分液ロートターンスタンド	F-100	スキープ型 100mL 8本架×2段	※ お問い合わせください
4113-02		F-200	" 200mL "	
4113-03		F-300	" 300mL "	
4113-04		F-500	" 500mL "	
4113-05		F-1000	" 1000mL 6本架×2段	
4113-06		F-3000	丸型 2L～3L 4本架×1段	
4113-07		F-5000	" 5L "	

4113-51	分液ロートホルダー (ホルダースタンド)		スキープ型 100mL 8本架内径Φ57mm	
4113-52			" 200mL " 内径Φ70mm	
4113-53			" 300mL " 内径Φ80mm	
4113-54			" 500mL " 内径Φ100mm	
4113-55			" 1000mL " 内径Φ115mm	
4113-56			丸型 2L～3L 4本架内径Φ155mm	
4113-57		" 5L " 内径Φ205mm		
4113-58	四ツ足スタンド		高さ 1m 受皿 Φ420mm付	

4117-01	フラスコキャリア	K-100	50～100mL 10個架	
-02		K-300	200～300mL 8個架	

フラスコキャリア は 販売を終了しました