

# 水銀定量用分解装置




HDK-5(電気)



HGK-5(ガス)

■ ガラス器具構成図 (HGK型) (水銀定量分解装置)



## 電気式 (自動温度調整器付)

■ 仕様

型式	架数	電源(AC)	架台寸法(W×D×H)mm	質量	コードNo.
HDK-2	2	100V- 8A	470 × 300 × 1100	22kg	2121-2
HDK-3	3	100V-12A	670 × 300 × 1100	33kg	2121-3
HDK-4	4	100V-16A	870 × 300 × 1100	44kg	2121-4
HDK-5	5	100V-20A	1070 × 300 × 1100	55kg	2121-5
HDK-6	6	100V-24A	1270 × 300 × 1100	66kg	2121-6

●架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。

- 標準仕様の電源はAC100Vです。標準ガラス器具付 蒸留フラスコ500mL用
- 電源コードは端子止めです。(プラグは付きません)
- プラグ付きをご希望の場合は、ご注文時に形状をご指定ください。
- AC200V(単相)仕様も承ります。(オプション)

## ガス式 (自動点火式)

■ 仕様

型式	架数	熱源	架台寸法(W×D×H)mm	質量	コードNo.
HGK-2J	2	ガス	460 × 300 × 1100	18kg	2122-2
HGK-3J	3	〃	660 × 300 × 1100	27kg	2122-3
HGK-4J	4	〃	860 × 300 × 1100	36kg	2122-4
HGK-5J	5	〃	1060 × 300 × 1100	45kg	2122-5
HGK-6J	6	〃	1260 × 300 × 1100	54kg	2122-6

●ガスの種類はご注文時に必ずご指定ください。●架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。

- 標準ガラス器具付 (分解フラスコ500mL)
- ガス器具の加熱部にはセラミックボールを使用

## ガス式 (手動点火式)

■ 仕様

型式	架数	熱源	架台寸法(W×D×H)mm	質量	コードNo.
HGK-2	2	ガス	460 × 300 × 1100	16kg	2123-2
HGK-3	3	〃	660 × 300 × 1100	24kg	2123-3
HGK-4	4	〃	860 × 300 × 1100	32kg	2123-4
HGK-5	5	〃	1060 × 300 × 1100	40kg	2123-5
HGK-6	6	〃	1260 × 300 × 1100	48kg	2123-6

●ガスの種類はご注文時に必ずご指定ください。●架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。

- 標準ガラス器具付 (分解フラスコ500mL)
- ガス器具の加熱部にはセラミックボールを使用

## 水銀定量分解装置(部品規格:HGK型)

図番	品名	規格	コードNo.	備考
①	分解フラスコ	500mL ¥24/40×¥19/38	2121-51	※
②	冷却器(ジムロート)	300mm 上下 ¥19/38	2121-52	※
③	抽出器(ガラスコック付)	300mL ¥34/35×¥24/40	2121-53	※
④	滴下ロート(ガラスコック付)	100mL ¥19/38×¥19/38	2121-54	※
⑤	接続管(ジョイント)	¥19/38×¥34/35	2121-55	※
⑥	カルシウム管	¥19/38	2121-56	※
	分解フラスコ	1000mL ¥24/40×¥19/38	2121-57	
	セラミックボール	500mL用(理研オリジナル)	2250-52	
	セラミックボール	1000mL用(理研オリジナル)	2250-54	

備考欄の※印は標準ガラス部品です。

水銀定量用分解装置

コードNo.	品名/型式	規格	定価
2121-2	水銀定量用分解装置 (標準ガラス器具付)	HDK-2	電気式 2連
2121-3		HDK-3	// 3連
2121-4		HDK-4	// 4連
2121-5		HDK-5	// 5連
2121-6		HDK-6	// 6連
2122-2		水銀定量用分解装置 (標準ガラス器具付)	HGK-2J
2122-3	HGK-3J		// 3連
2122-4	HGK-4J		// 4連
2122-5	HGK-5J		// 5連
2122-6	HGK-6J		// 6連
2123-2	水銀定量用分解装置 (標準ガラス器具付)		HGK-2
2123-3		HGK-3	// 3連
2123-4		HGK-4	// 4連
2123-5		HGK-5	// 5連
2123-6		HGK-6	// 6連
2121-51		分解フラスコ	500mL
2121-52	冷却器 (ジムロート)	300mL	上下 ¥19/38
2121-53	抽出器 (ガラスコック付)	300mL	¥34/35x ¥24/40
2121-54	滴下ロート (ガラスコック付)	100mL	¥19/38x ¥19/38
2011-55	接続管 (ジョイント)		¥19/38x ¥34/35
2121-56	カルシュウム管		¥19/38
2121-57	分解フラスコ	1000mL	¥24/40x ¥19/38
2251-53	加熱皿	500mL (金属製)	
2250-54	セラミックボール	1000mL	

※  
お問い合わせください