



・KD(クデルナ・ダニッシュ)濃縮装置  
KD-1W, KD-3W, KD-6BS  
・丸型電気定温湯煎器  
WR-2, -3, -4, -5



KD-1W  
(ユニットスタンド付き)

KD濃縮装置(ウォーターバス式)

■仕様

型式	架数	電源(AC)	架台寸法(W×D×H)mm	質量	コードNo.
KD-1W	1	100V-8A	420×500×1000	12kg	2311-1
KD-3W	3	100V-15A	760×450×1000	18kg	2311-3

- 標準ガラス器具付(透明摺り合わせ)
- KD-3W型は、ガラス器具を1組ずつ上下調節できます。
- 標準仕様の電源はAC100Vです。AC200V(単相)も特注で承ります。
- KD-1W・KD-3Wの電源プラグは3Pです。

●架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。  
はいずれも製造を終了しました。

電気定温湯煎器

ガラス器具部品につきましては販売を  
継続しています。  
(次頁を参照ください)



KD-6BS

KD濃縮装置(ウォーターバス式)

■仕様

型式	架数	電源(AC)	架台寸法(W×D×H)mm	質量	コードNo.
KD-6BS	6	100V-14A	910×445×860	18kg	2311-6B

- 過昇防止器・排水ドレインパイプ(背面)付
- 標準ガラス器具付(透明摺り合わせ)
- 架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。



WR-4

丸型電気定温湯煎器 KD濃縮装置用

■仕様

型式	電源(AC)	有効内寸法φ×Hmm	外寸法φ×Hmm	リングフタ枚数	質量	標準付属品	コードNo.
WR-2	100V-8A	180×250	240×355	5枚組	6kg	支柱φ10×500mm1本 クランプ1ヶ ムッフ1ヶ、棚板1枚 赤液温度計150℃1本	2332-2
WR-3	100V-8A	210×250	270×355	6枚組	8kg		2332-3
WR-4	100V-10A	240×250	300×355	7枚組	10kg		2332-4
WR-5	100V-15A	300×250	370×355	9枚組	15kg		2332-5

- 深型(給水・オーバーフロー付き)

理研式


# KD(クデルナ・ダニッシュ)濃縮装置

## PCB・有機リン・残留農薬試験法

### KD濃縮装置

#### ■ 部品

#### ● 標準ガラス器具セット図



図番	品名	規格	備考	コードNo.
	受器	1mL	¥15/25(目盛り)	2311-51
①	〃	2mL	〃	※ 2311-52
②	〃	5mL	〃	※ 2311-53
	〃	10mL	〃	2311-54
	〃	20mL	〃	2311-55
	〃	25mL	〃	2311-56
③	受器用(平栓)	¥15/25	※	2311-57
	濃縮フラスコ	50mL	¥24/40×¥15/25	2311-58
	〃	100mL	〃	2311-59
	〃	200mL	〃	2311-60
	〃	300mL	〃	2311-61
④	〃	500mL	〃	※ 2311-62
	〃	1000mL	〃	2311-63
⑤	連結クライゼン	¥15/35×¥19/38×¥24/40	※	2311-64
⑥	毛细管	(キャピラリー)¥15/35	※	2311-65
⑦	還流管	¥19/38×¥19/38(3段)	※	2311-66
⑧	トラップ球	¥19/38×¥22(球面)	※	2311-67
⑨	冷却器(球入り)	300mm ¥22(球面)×¥19/38	※	2311-68
⑩	吸引アダプター	¥19/38×¥24/40(500mL用)	※	2311-69
	〃	¥19/38×¥29/42(1000mL用)		2311-69-1
⑪	分液ロート	500mL ¥24/40(コック¥19)	※	2311-70
	〃	1000mL ¥29/42(コック¥19)		2311-71
⑫	球面用クランプ	¥22用		2311-72
⑬	テーパークリップ	¥15/25用		2311-73
⑭	受器カバー(300mL用)	ガラス円筒 外径100×H125mm 片側絞り		2311-77
	丸型湯煎器	内径φ180mm×H200mm 100V・800W		2311-74
	ジャッキ	200×200mm(上下ステンレス)		2311-76

備考欄の※印は標準ガラス部品です。(透明摺り合わせ)

1 水質試験機器

シエーカー機器

3 環境試験機器

4

薬科機器

5

バイオ機器

6

食品衛生機器

7

その他

KD(ケルナ・ダニッシュ)濃縮装置

コードNo.	品名	型式	規格	定価
2311-1	KD濃縮装置 (標準ガラス器具付)	KD-1W	電気式 1連	製造終了
-3		KD-3W	" 3連	製造終了
-6B		KD-6BS	" 6連	製造終了

ガラス器具部品

2311-51	KD濃縮装置受器		1mL 15/25	※ お問い合わせください
-52	"		2mL "	
-53	"		5mL "	
-54	"		10mL "	
-55	"		20mL "	
-56	"		25mL "	
-57	受器用(平栓)			
-58	濃縮フラスコ		50mL	
-59	"		100mL	
-60	"		200mL	
-61	"		300mL	
-62	"		500mL	
-63	"		1000mL	
-64	連結クライゼン			
-65	毛細管		キャピラリー	
-66	還流管			
-67	トラップ球			
-68	冷却器		300mm	
-69	吸引アダプター		500mL用	
-69-1	"		1000mL用	
-70	分液ロート		500mL	
-71	"		1000mL	
-72	球面用クランプ		\$22用	
-73	テーパークリップ		\$15/25用	
-74	丸型湯煎器		内径180mm × 深さ200mm	
-76	ジャッキ		200 × 200mm(上下ステンレス)	
-77	受器カバー		300mL用 φ100 × H125mm	