



耐圧ガラス測定瓶

耐圧ガラス測定瓶及びキャップ

■ 規格

品名	規格	材質	備考	コードNo.
耐圧ガラス測定瓶	100mL(5mL目盛入) 外径35×200mm	硬質ガラス製	キャップ・ パッキン付	4121-01
キャップ	内径26×外径34× 高さ21mm	フェノール樹脂	厚み 4mm	4121-51
パッキン	直径26mm	シリコンゴム (テフロンコーティング)	厚み1.5mm	4121-52

滅菌ラック(オートクレーブ滅菌用)

■ 規格

型式	架数	オートクレーブ内寸法	外寸法(W×D×H)mm	1マスの内寸法	コードNo.
KE-24	16本	240 mm用	170×170×165	37×37mm	4121-04
KE-30	25本	300 mm用	210×210×165	〃	4121-02
KE-36	36本	360 mm用	250×250×165	〃	4121-03




KE-30
 (オートクレーブ・300mm用)



耐圧ガラス測定瓶は
 付属しません

KE-24
 (オートクレーブ・240mm用)

耐圧テフロン測定瓶



耐圧テフロン測定瓶



滅菌ラック(TK-9)
 (耐圧テフロン測定瓶は付属しません)

耐圧テフロン測定瓶

■ 規格

内容量	外径(内径)×高さmm	材質	備考	コードNo.
100mL	70(63)×76	テフロン	キャップ付	4131-01

滅菌ラック(テフロン測定瓶用)

■ 規格

型式	架数	外寸法(W×D×H)mm	1マスの内寸法	コードNo.
TK-9	9本(3×3)	230×235×85	72×72mm	4131-02
TK-12	12本(3×4)	230×310×85	〃	4131-03

耐圧ガラス測定瓶・耐圧テフロン測定瓶(分解瓶)

コードNo.		品名	型式	規格	定価
4121-	01	耐圧ガラス測定瓶		100mL 外径φ35×200mm	※ お問い合わせください
	- 02	滅菌ラック	KE-30	300mm用 25本架	
	- 03	//	KE-36	360mm用 36本架	
	- 04	//	KE-24	240mm用 16本架	
	- 51	キャップ	フェノール樹脂	内径φ26 ×外径φ34 ×高さ21mm	
	- 52	パッキン	シリコーンゴム	直径φ26mm	
4131-	01	耐圧テフロン測定瓶	テフロン	100mL 外径(内径)φ70(63)×高さ76mm	
	- 02	滅菌ラック	TK-9	9本架	
	- 03	//	TK-12	12本架	