

高性能スーパーquickヒーター搭載!

[意匠登録第1518085号]

ステンレスシーズヒーターで、フラスコを直接加熱します。



KGR-6D



KGR-6DW

写真のケルダールフラスコは付属しません

- 液こぼれも心配ご無用!
- 断線や漏電のトラブルがありません。
- 優れた伝導性で**素早い加熱と放熱!**
- 連続通電で max 400℃


■ 特長

● 安全面も万全

やけど防止用セーフティガードを装着し、安心して作業が出来ます。

● 外装はステンレス鋼板(SUS-304)

ステンレス製ヘアライン加工板を使用し、耐薬品性に優れ、長期間清潔にご使用出来ます。



熱分解装置

■ 仕様

両面傾斜型 (排気ダクトなし)

ステンレス鋼板製 (SUS-304)

形式	容器種類	電源 (AC)	本体外寸法 (W×D×H) mm	質量	コード No.
KGR- 6D	500mL × 6 個	100V-24A	750 × 420 × 606	30kg	9-2196- 6
KGR- 8D	500mL × 8 個	100V-32A	940 × 420 × 606	38kg	9-2196- 8
KGR-10D	500mL × 10 個	100V-40A	1,130 × 420 × 606	45kg	9-2196-10

■ 仕様

両面傾斜型 (排気ダクト付)

ステンレス鋼板製 (SUS-304)

形式	容器種類	電源 (AC)	本体外寸法 (W×D×H) mm	質量	コード No.
KGR- 6DW	500mL × 6 個	100V-24A	850 × 420 × 725	30kg	9-2197- 6
KGR- 8DW	500mL × 8 個	100V-32A	1,040 × 420 × 725	38kg	9-2197- 8
KGR-10DW	500mL × 10 個	100V-40A	1,230 × 420 × 725	45kg	9-2197-10

※AC200V (単相)も特注にて承ります。

●電源プラグは付属していません。圧着端子止めです。(ブレーカー直結)

●ドラフトチャンバー内でご使用ください。 ●本体外寸法はガラス部品等の突起部を含みません。

熱分解装置(ケルダールフラスコ用)

コードNo.		品名	型式	規格	定価
9-2196-	6	熱分解装置(ケルダールフラスコ用) (排気ダクトなし)	KGR- 6D	電気式 6架	※ お問い合わせください
9-2196-	8		KGR- 8D	" 8架	
9-2196-	10		KGR-10D	" 10架	
9-2197-	6	熱分解装置(ケルダールフラスコ用) (排気ダクト付属)	KGR- 6DW	電気式 6架	
9-2197-	8		KGR- 8DW	" 8架	
9-2197-	10		KGR-10DW	" 10架	