

■ 特 長

● 高い気密性

フタと乾燥筒のフランジ部に溝を設け、Oリングを装着しているため気密性が高く、又、平面摺り合わせ(透明摺り合わせ)の為、減圧後もキャップが簡単にはずせません。

● 優れた温度精度

高精度の液体膨張式温度調節器により、 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ の精度で制御します。

● 試料の形状により、横型でも使えます

タテ型では使い難い場合、横に倒して横型としてもご使用出来ます。

● コンパクトな設計

合理的なコンパクト設計です。机上のわずかなスペースでもご使用いただけます。



MO-1



MO-3

型 式	電源(AC)	本体外寸法(W×D×H)mm	備 考	コードNo.
MO-1	100V-1A	170×120×240	乾燥剤プラスチック内蔵	7100

型 式	電源(AC)	本体外寸法(W×D×H)mm	備 考	コードNo.
MO-3	100V-1A	170×120×240	乾燥剤プラスチック露出	7101



MO-5



MO-7

型 式	電源(AC)	本体外寸法(W×D×H)mm	備 考	コードNo.
MO-5	100V-1.5A	195×125×265	乾燥剤プラスチック内蔵	7102

型 式	電源(AC)	本体外寸法(W×D×H)mm	備 考	コードNo.
MO-7	100V-1.5A	195×125×265	乾燥剤プラスチック露出	7103

※ 本体外寸法はガラス部品等の突起部を含みません。



標準ガラス器具セット
MO-1・5



標準ガラス器具セット
MO-3・7

1 水質試験機器

2 シェーカー機器

3 環境試験機器

4 薬科機器

5 バイオ機器

6 食品衛生機器

7 その他

● 規格及び部品

部品コードNo. 型 式	-51	-52	-53	-54	-55	-56	-57	-58	コードNo.
MO-1	キャップ 平面摺り合わせ	乾燥筒 平面摺り合わせ \$24/30	乾燥剤 フラスコ 20mL \$24/30	Oリング φ45mm	クランプ (真鍮クローム メッキ)	試料 バスケット (SUS-304)	目皿 (SUS-304)	スプリング (SUS-304)	7100
MO-3	〃	乾燥筒 平面摺り 合わせ	乾燥剤 フラスコ 70mL \$29/32	Oリング φ45mm	〃	〃	-	〃	7101
MO-5	〃	乾燥筒 平面摺り合わせ \$29/32	乾燥剤 フラスコ 60mL \$29/32	Oリング φ70mm	〃	〃	目皿 (SUS-304)	〃	7102
MO-7	〃	乾燥筒 平面摺り 合わせ	乾燥剤 フラスコ 100mL \$34/35	Oリング φ70mm	〃	〃	-	〃	7103

マイクロ試料乾燥器

■ 仕 様

型 式	温度調節器	最高温度	乾燥筒内径×高さ φ×H mm	バスケット外寸法 φ×H mm	温度計	質 量	コードNo.
MO-1	液体膨脹式	200℃	35×110	25×55	220℃ コの字型	2.6kg	7100
MO-3	〃	〃	35×260	〃	〃	〃	7101
MO-5	〃	〃	50×110	45×60	〃	3.2kg	7102
MO-7	〃	〃	50×260	〃	〃	〃	7103

マイクロ試料乾燥器

コードNo.		品 名	型 式	規 格	定 価
7100		マイクロ試料乾燥器	MO-1		※ お問い合わせください
7101			MO-3		
7102			MO-5		
7103			MO-7		

7100-	51	キャップ 平面摺り合わせ			
7100-	52	乾燥筒 平面摺り合わせ		\$24/30	
7100-	53	乾燥剤 フラスコ		20mL \$24/30	
7100-	54	Oリング		Φ 45mm	
7100-	55	クランプ		真鍮クロームメッキ	
7100-	56	試料バスケット		SUS-304	
7100-	57	目皿		〃	
7100-	58	スプリング		〃	

7101-	51	キャップ 平面摺り合わせ			
7101-	52	乾燥筒 平面摺り合わせ			
7101-	53	乾燥剤 フラスコ		70mL \$29/32	
7101-	54	Oリング		Φ 45mm	
7101-	55	クランプ		真鍮クロームメッキ	
7101-	56	試料バスケット		SUS-304	
7101-	58	スプリング		〃	

7102-	51	キャップ 平面摺り合わせ			
7102-	52	乾燥筒 平面摺り合わせ		\$29/32	
7102-	53	乾燥剤 フラスコ		60mL \$29/32	
7102-	54	Oリング		Φ 70mm	
7102-	55	クランプ		真鍮クロームメッキ	
7102-	56	試料バスケット		SUS-304	
7102-	57	目皿		〃	
7102-	58	スプリング		〃	

7103-	51	キャップ 平面摺り合わせ			
7103-	52	乾燥筒 平面摺り合わせ			
7103-	53	乾燥剤 フラスコ		100mL \$34/35	
7103-	54	Oリング		Φ 70mm	
7103-	55	クランプ		真鍮クロームメッキ	
7103-	56	試料バスケット		SUS-304	
7103-	58	スプリング		〃	