

アンモニア窒素蒸留装置




RM-06J(ガス)

写真の三角フラスコは装置には付属しません

アンモニア窒素蒸留装置

■ ガラス器具構成図



電気式 (自動温度調整器付)

- 高性能スーパーquickヒーター搭載
〔意匠登録 第1518085号〕

■ 仕様

型式	架数	電源(AC)	架台寸法(W×D×H)mm	質量	コードNo.
RMR-03D	3	100V-18A	670×350×1020	33kg	9-2001-3C
RMR-04D	4	100V-24A	870×350×1020	44kg	9-2001-4C
RMR-05D	5	100V-30A	1070×350×1020	55kg	9-2001-5C
RMR-06D	6	100V-36A	1270×350×1020	66kg	9-2001-6C
RMR-08D	8	100V-48A	1670×350×1020	88kg	9-2001-8C

- 架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。
- 旧型ヒーターブロックは、新型ヒーターブロックに簡単に交換出来ます。
(ご照会ください)

- 標準仕様の電源はAC100Vです。標準ガラス器具付(蒸留フラスコ500mL用)
- 電源コードは端子止めです。(プラグは付きません)
- プラグ付きをご希望の場合は、ご注文時に形状をご指定ください。
- AC200V(单相)仕様も承ります。(オプション) 価格は変わりません。

ガス式 (自動点火式)

■ 仕様

型式	架数	熱源	架台寸法(W×D×H)mm	質量	コードNo.
RM-03J	3	ガス	730×350×1020	30kg	2002-3
RM-04J	4	〃	930×350×1020	38kg	2002-4
RM-05J	5	〃	1130×350×1020	48kg	2002-5
RM-06J	6	〃	1330×350×1020	57kg	2002-6
RM-08J	8	〃	1730×350×1020	76kg	2002-8

- ガスの種類はご注文時に必ずご指定ください。
- 架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。

ガス式 (手動点火式)

■ 仕様

型式	架数	熱源	架台寸法(W×D×H)mm	質量	コードNo.
RM-03	3	ガス	730×350×1020	27kg	2003-3
RM-04	4	〃	930×350×1020	36kg	2003-4
RM-05	5	〃	1130×350×1020	45kg	2003-5
RM-06	6	〃	1330×350×1020	54kg	2003-6
RM-08	8	〃	1730×350×1020	72kg	2003-8

- ガスの種類はご注文時に必ずご指定ください。
- 架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。

- 標準ガラス器具付(蒸留フラスコ500mL用)
- フラスコ1000mLはオプションになります。
- ガス器具の加熱部にはセラミックボールを使用しています。
- 標準仕様はフロアタイプです。
- 卓上型をご希望の場合は事前にご相談ください。

アンモニア窒素蒸留装置 (ガラス器具部品)

図番	品名	規格	コードNo.	備考
①	蒸留フラスコ	500mL φ19/38×φ15/35	2001-51	※
②	トラップ球	φ15/35×φ15/35	2001-52	※
③	冷却器(リービッヒ)	350mm上 φ15/35	2001-53	※
④	滴下ロート	100mL コック付 φ19/38	2001-54	※
⑤	気泡管	全長200mm	2001-55	※
	蒸留フラスコ	1000mL φ19/38×φ15/35	2001-56	
	三角フラスコ	300mL	2001-57	
	ガラス共栓(平栓)	φ15/35 普通摺り	2001-58	
	ガラス共栓(平栓)	φ19/38 普通摺り	2001-59	
	セラミックボール	500mL用(理研オリジナル)	2250-52	
	セラミックボール	1000mL用(理研オリジナル)	2250-54	

備考欄の※印は標準ガラス部品です。(摺り合わせは普通摺り)

アンモニア窒素蒸留装置

コードNo.	品名/型式	規格	定価
9-2001-3C	アンモニア窒素蒸留装置 (標準ガラス器具付)	RMR-03D	電気式 3連
9-2001-4C		RMR-04D	// 4連
9-2001-5C		RMR-05D	// 5連
9-2001-6C		RMR-06D	// 6連
9-2001-8C		RMR-08D	// 8連
2002-3	アンモニア窒素蒸留装置 (標準ガラス器具付)	RM-03J	ガス自動点火式 3連
2002-4		RM-04J	// 4連
2002-5		RM-05J	// 5連
2002-6		RM-06J	// 6連
2002-8		RM-08J	// 8連
2003-3	アンモニア窒素蒸留装置 (標準ガラス器具付)	RM-03	ガス手動点火式 3連
2003-4		RM-04	// 4連
2003-5		RM-05	// 5連
2003-6		RM-06	// 6連
2003-8		RM-08	// 8連
2001-51	蒸留フラスコ	500mL	¥19/38x ¥15/35
2001-52	トラップ球		¥15/35x ¥15/35
2001-53	冷却器 (リービッヒ)	350mm 上部	¥15/35
2001-54	滴下ロート	100mL コック付	¥19/38
2001-55	気泡管	全長200mm	
2001-56	蒸留フラスコ	1000mL	¥19/38x ¥15/35
2001-57	三角フラスコ	300mL	
2001-58	ガラス共栓 (平栓)		¥15/35 普通摺り
2001-59	ガラス共栓 (平栓)		¥19/38 普通摺り
2251-53	加熱皿	500mL (金属製)	
2250-54	セラミックボール	1000mL	

※
お問い合わせください