

# 理研式 真空トラップ



VT-1



VT-2

## 真空ポンプ保護用安全装置

(使用例)



吸引ろ過装置

真空トラップ  
(VT-2)

真空ポンプ

本器は、減圧試験の安全装置用として考案したユニークな製品です。減圧中に、真空ポンプ内に水分やホコリ等が入ると真空度が著しく低下し、故障の原因にもなります。吸引部にガラスフィルターを取り付けていますから、異物の混入を完全にシャットアウトし、真空ポンプの機能低下を防ぎます。従って真空ポンプの寿命が長持ちします。また、真空計を装備しているので減圧状態が完全に把握できるので安心してご使用いただけます。

## 真空トラップ

### 仕様

型式	規格	標準セットの構成	コードNo.
VT-1	ケースなし	真空瓶・減圧三方コック・真空計・バルブ・フィルター・L字管	4032-01
VT-2	ケース付	〃	4032-02

### 部品

品名	規格	コードNo.
真空瓶	1L 口径φ60×胴径φ110×全高H220mm	4032-51
減圧切換三方コック	テフロンコックφ16 φ9×70×110mm超真空摺り合わせ	4032-52
開閉バルブ	3/8インチ	4032-53
真空計	φ60mm 0.1MPa	4032-54
シリコーンゴム栓	色:ブルー・ 上径φ50×下径φ43×53H mm	4032-55
ガラスフィルター	G-1・全長30mm	4032-56
L字管	φ9×70×250 mm	4032-57
保護ケース	透明アクリル樹脂製・真空瓶固定用金具付	4032-58

1 水質試験機器

2 シェーカー機器

3 環境試験機器

4 薬料機器

5 バイオ機器

6 食品衛生機器

7 その他

## 真空トラップ

コードNo.	品 名	型 式	規 格	定 価
4032-01	真空トラップ	VT-1	ケースなし	※ お問い合わせください
-02		VT-2	ケース付	
-51	真空瓶		1L 口径φ60×胴径φ110×高さ220mm	
-52	減圧切換三方コック		テフロンコック <sup>®</sup> 16 φ9×70×110mm 超真空摺り合わせ	
-53	開閉バルブ		3/8インチ	
-54	真空計		φ60mm 0.1MPa	
-55	シリコーンゴム栓		色:ブルー 上径φ50×下径φ43×高さ53mm	
-56	ガラスフィルター		G-1 全長30mm	
-57	L字管		φ9×70×250mm	
-58	保護ケース		透明アクリル樹脂	