

**理研式**  
オールステンレス製  
(SUS-304)

# 蒸発残留物試験用湯煎器 ジャンボバス

## ■ 特 長

### ● 電気式・ガス式共通

- 多数検体試験用に開発された蒸発物残留物試験専用のウォーターバスです。
- 丸底蒸発皿φ100mm・φ90mmが多数個架けられます。また、オプションリングにより丸底蒸発皿φ80mm・φ70mmも使用出来ます。
- 内槽・外装共にステンレス製(SUS304)、耐久性が高く、メンテナンスも容易です。
- 安全対策は万全です。(空焚防止装置標準装備)

### ● 電気式

- 漏電ブレーカーを標準装備しています。
- 運転開始タイマーが付属していますので、作業に合わせて運転開始時間(最大60時間)をセット出来ます。



### ● ガス式



WJ-32(電気)

写真の蒸発皿は付属しません

## 電気式

- 自動温度調節器 ●内槽・外装オールステンレス鋼板(SUS304) ヘアライン加工 ●最高温度100℃
- 運転タイマー(最大60時間) ●安全対策(漏電ブレーカー+自動空焚防止装置)

## ■ 仕 様

型 式	架 数	電 源 (AC)	内槽寸法(W×D×H)mm	最大外寸法(W×D×H)mm	質 量	コード No.
WJ-18	(6×3) 18個架	100V-30A	700×340×160	835×410×400	34.0kg	2405-18
WJ-21	(7×3) 21個架	100V-30A	820×340×160	955×410×400	39.5kg	2405-21
WJ-24	(6×4) 24個架	100V-40A	700×460×160	835×530×400	45.0kg	2405-24
WJ-28	(7×4) 28個架	100V-40A	820×460×160	955×530×400	52.5kg	2405-28
WJ-32	(8×4) 32個架	100V-50A	940×460×160	1,075×530×400	60.0kg	2405-32
WJ-35	(7×5) 35個架	100V-50A	820×580×160	955×650×400	66.0kg	2405-35

- 標準仕様の電源はAC100V端子止めです。 ●プラグ付をご希望の場合は、ご注文時に形状をご指定ください。
- AC200V(単相)仕様も承ります。 ●給水・排水ホースは、付属しません。 ●最大外寸法には付属品等の突起部を含みません。

## ガス式

- 内槽・外装オールステンレス鋼板(SUS304) ヘアライン加工 ●ガス連続自動点火装置付(スパーク式)
- 最高温度 100℃ ●オーバーフロー式空焚防止装置

## ■ 仕 様

型 式	架 数	ガス供給口	内槽寸法(W×D×H)mm	最大外寸法(W×D×H)mm	質 量	コード No.
WGJ-18A	(6×3) 18個架	1個	770×410×160	1,030×419×420	38.0kg	2406-18
WGJ-21A	(7×3) 21個架	1個	890×410×160	1,147×419×420	44.0kg	2406-21
WGJ-24A	(6×4) 24個架	1個	770×530×160	1,030×536×420	50.5kg	2406-24
WGJ-28A	(7×4) 28個架	1個	890×530×160	1,147×536×420	59.0kg	2406-28
WGJ-32A	(8×4) 32個架	1個	1,010×530×160	1,264×536×420	67.0kg	2406-32
WGJ-35A	(7×5) 35個架	1個	890×650×160	1,147×653×420	73.5kg	2406-35

- ガスの種類はご注文時に必ずご指定ください。 ●専用のガス元栓を設けると共に、換気に十分ご注意ください。
- 給水・排水ホースは、付属しません。 ●最大外寸法は、点火装置を含みます。

### 付属品

- 共通 ■上ふた一式 ■温度計 150℃・30cm×1本  
電気 ■電源コード2m圧着端子止め ガス ■放熱反射板1枚

## ジャンボバス

コードNo.	品 名	型 式	規 格	定 価	
2405-18	ジャンボバス (電気式)	WJ-18	18個架	※ お問い合わせください	
-21		WJ-21	21個架		
-24		WJ-24	24個架		
-28		WJ-28	28個架		
-32		WJ-32	32個架		
-35		WJ-35	35個架		
2406-18	ジャンボバス (ガス式)	WGJ-18A	18個架		
-21		WGJ-21A	21個架		
-24		WGJ-24A	24個架		
-28		WGJ-28A	28個架		
-32		WGJ-32A	32個架		
-35		WGJ-35A	35個架		
2403-52	フタ(ジャンボバス用)		外径80mm つまみ付		