

# フラスコ傾斜角度自在型 ケルダール窒素分解装置 特別販売

旧モデルのため、特別価格で販売いたします。  
ぜひ弊社までお問い合わせください。

## コストパフォーマンス抜群！

排気ダクト装備、フラスコ傾斜角度自在


### 「ガス式」

- ① **KL-1GS** (フラスコ30~50ml用)
- ② ~~KL-2GS~~ (フラスコ100~200ml用)

- ★ 排気ダクト装備
- ★ フラスコ傾斜角度自在  
排気ダクトが、スライド式金具で保持されているので  
角度を任意の位置に固定でき、それによって  
フラスコ傾斜角度も自在に変えられます。
- ・架台 銀粉塗装仕上げ
- ・ガス式 (ガスの種類は、ご注文時にご指定ください。)

<仕様>

型式	① <b>KL-1GS</b>	② <del>KL-2GS</del>
フラスコ容量	30・50 ml	100・200 ml
架数	6	6
熱源	ガス	
本体寸法 W x D x H	540 x 235 x 415	750 x 265 x 520
<small>(フラスコ傾斜角度自在型の為、D H寸法は標準状態を記載)</small>		
通常価格	¥141,000	¥154,000
<b>特別価格</b>	<b>¥70,000</b>	¥75,000



販売台数 3台  
売約御礼



### 「電気式」

- ③ **KL-1ES** (フラスコ30~50ml用)

- ★ 排気ダクト装備
- ★ フラスコ傾斜角度自在  
排気ダクトが、スライド式金具で保持されているので  
角度を任意の位置に固定でき、それによって  
フラスコ傾斜角度も自在に変えられます。
- ・銀粉塗装仕上げ
- ・電気式

<仕様>

型式	③ <b>KL-1ES</b>
フラスコ容量	30・50 ml
架数	6
熱源	100V-9A
本体寸法 W x D x H	500 x 205 x 380
<small>(フラスコ傾斜角度自在型の為、D H寸法は標準状態を記載)</small>	
通常価格	¥167,000
<b>特別価格</b>	<b>¥82,000</b>

販売台数 1台  
売約御礼

