



FRR-6D (電気)

写真の有栓メスシリンダーは付属しません。



FRC-5J (ガス)

写真の有栓メスシリンダーは付属しません。

電気式 (やけど防止用安全対策)

■ 特 長

● 高性能スーパークイックヒーター搭載

〔意匠登録 第1518085号〕

- 水や液こぼれも心配ご無用。
- 漏電や断線のトラブルがありません。
- 優れた伝導性で素早い加熱と放熱!



※アイコンの詳細はP10をご参照ください。

フェノール蒸留装置 (電気式・フラスコ500mL)

■ 仕 様

型 式	架 数	電 源 (AC)	架台寸法(W×D×H) mm	質 量	コード No.
FRR-3D	3 連	100V-12A	670 × 350 × 1020	33kg	9-2025-3
FRR-4D	4 連	100V-16A	870 × 350 × 1020	44kg	9-2025-4
FRR-5D	5 連	100V-20A	1070 × 350 × 1020	55kg	9-2025-5
FRR-6D	6 連	100V-24A	1270 × 350 × 1020	66kg	9-2025-6

- 架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。
- 旧型ヒーターブロックは、新型ヒーターブロックに簡単交換出来ます。(ご照会ください)

- 標準仕様の電源はAC100Vです。
- 標準ガラス器具付 (蒸留フラスコ500mL用)
- 電源コードは端子止めです。(プラグは付きません)(FRR-3Dはプラグ付です)
- プラグ付きをご希望の場合は、ご注文時に形状をご指定ください。
- AC200V (单相) 仕様も承ります。(オプション) 価格は変わりません。

ガス式 (自動点火式)

■ 特 長

● オリジナルのセラミックボールを使用

- 加熱部には弊社オリジナルのセラミックボールを使用することで人体に無害で熱効率が良く、極めて長寿命です。

● ガス自動点火式はスパーク式

- 着火ミスが無く、作業性が向上します。



※アイコンの詳細はP10をご参照ください。

フェノール蒸留装置

(ガス自動点火・スパーク式) (フラスコ500mL)

■ 仕 様

型 式	架 数	熱 源	架台寸法(W×D×H) mm	質 量	コード No.
FRC-3J	3 連	ガス	730 × 350 × 1020	27kg	2026-3
FRC-4J	4 連	〃	930 × 350 × 1020	36kg	2026-4
FRC-5J	5 連	〃	1130 × 350 × 1020	45kg	2026-5
FRC-6J	6 連	〃	1330 × 350 × 1020	54kg	2026-6

- ガスの種類はご注文時に必ずご指定ください。
- 架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。

- 標準仕様はフロアタイプです。(キャスター付)
- 卓上型をご希望の場合は事前にご相談ください。




FRC-6 (ガス)

写真の有栓メスシリンダーは付属しません。

フェノール蒸留装置

■ ガラス器具構成図



ガス式 (手動点火式)

■ 特長

● オリジナルのセラミックボールを使用

- 加熱部には弊社オリジナルのセラミックボールを使用することで人体に無害で熱効率が良く、極めて長寿命です。



※アイコンの詳細はP10をご参照ください。

フェノール蒸留装置 (ガス手動点火式) (フラスコ500mL)

■ 仕様

型式	架数	熱源	架台寸法(W×D×H)mm	質量	コードNo.
FRC-3	3連	ガス	730×350×1020	27kg	2027-3
FRC-4	4連	〃	930×350×1020	36kg	2027-4
FRC-5	5連	〃	1130×350×1020	45kg	2027-5
FRC-6	6連	〃	1330×350×1020	54kg	2027-6

●ガスの種類はご注文時に必ずご指定ください。 ●架台寸法はガラス部品等の突起部を含みません。

- 標準仕様はフロアタイプです。(キャスター付)
- 卓上型をご希望の場合は事前にご相談ください。

■ ガラス器具部品 (FRR・FRCタイプ)

図番	品名	規格	コードNo.	備考
A-2	蒸留フラスコ	500mL ￥29/42	2011-52	※
B-2	連結導入管 (フェノール用)	￥19/38×￥19/38×￥29/42	2011-52-1	※
L	注入ロート	￥19/38 テフロンコック付	2011-53	※
I	トラップ球	￥19/38×￥19	2011-54	※
F	冷却器(リービッヒ)	300mm 上下球面 ￥19	2011-55	※
G	逆流止め	球面 ￥19	2011-56	※
M	球面用クランプ	￥19 (SUS-304)	2011-57	
	有栓メスシリンダー	250mL	2011-58	
	セラミックボール	500mL用 (理研オリジナル)	2250-52	

●備考欄の※印は標準ガラス部品です。ガラス器具は全て普通摺りです。

フェノール蒸留装置

コードNo.	品名/型式	規格	定価
9-2025-3	フェノール蒸留装置 (標準ガラス器具付)	FRR-3D	電気式 3連
9-2025-4		FRR-4D	// 4連
9-2025-5		FRR-5D	// 5連
9-2025-6		FRR-6D	// 6連
2026-3	フェノール蒸留装置 (標準ガラス器具付)	FRC-3J	ガス自動点火式 3連
2026-4		FRC-4J	// 4連
2026-5		FRC-5J	// 5連
2026-6		FRC-6J	// 6連
2027-3	フェノール蒸留装置 (標準ガラス器具付)	FRC-3	ガス手動点火式 3連
2027-4		FRC-4	// 4連
2027-5		FRC-5	// 5連
2027-6		FRC-6	// 6連
2011-52	蒸留フラスコ	500mL	¥29/42
2011-52-1	連結導入管	¥19/38x¥19/38x	¥29/42
2011-53	注入口ート	¥19/38	テフロンコック付
2011-54	トラップ球	¥19/38x¥19/38x	¥24/40
2011-55	冷却器 (リービッヒ)	胴長300mm	¥19x¥19
2011-56	逆流止め	¥19	
2011-57	球面用クランプ	¥19(SUS-304)	
2011-58	有栓メスシリンダー	250ml	
2251-53	加熱皿	500mL(金属製)	

※
お問い合わせください