

強度と耐久性に優れた中型旋回培養器



RC-7

容器は付属しません。

■ 特 長

● 振とう速度はデジタル表示

振とう速度は、最高210r/min.まで無段階に変速出来ます。
振とう数はデジタル表示され、振とう速度は高精度を誇ります。

● 優れた振とう方式

強度と耐久性を十分に考慮した特殊軸受機構を採用し、振動や騒音を低減する設計になっています。
スロースタート機能を標準装備し、滑らかな始動で試料の培養試験に最適な安定した振とうが出来ます。

● ワンタッチ脱着の振とう盤

振とう盤は、振とう台に載せるだけで固定出来るワンタッチ脱着方式を採用していますので、交換が容易です。

● 積算時間計の装備

振とう時間を積算し、デジタル表示します。



万能振とう盤



三角フラスコ振とう盤

容器は付属しません。

■ 仕 様

型 式	RC-7
コードNo.	6002
振とう方式	旋回振とう式
振とう制御方式	フィードバック制御方式
振とうモーター	インダクションモーター25W
振とう数	30~210r/min
振とう数表示方式	光学的非接触センサーによるデジタル表示
振 幅	30mm
振とう数調節方式	精密マルチダイヤルによる無段階可変方式
積算時間計	デジタル表示(リセット機能付)
振とう盤の脱着	振とう盤ワンタッチ脱着方式
許容負荷質量	7.5kg(振とう盤を含まず)
振とう盤寸法	(W)470×(D)460×(H)110 mm
本体寸法	(W)460×(D)460×(H)210 mm
電源(A C)	100V-2A
質 量	33kg

各種振とう盤

■ 仕 様

型 式	規 格	振とう盤寸法	コードNo.
7-SS	スプリングネット式 (SUS-304)	470×460mm	6002-51

三角フラスコ振とう盤

■ 仕 様

型 式	フラスコ容量	架 数	振とう盤寸法	コードNo.
7F-100	100mL	30個	470×460mm	6002-52
7F-200	200mL	25個	〃	6002-53
7F-300	300mL	20個	〃	6002-54
7F-500	500mL	10個	〃	6002-55

(注1) ご注文の際は、上記振とう盤の中からご指定ください。
(ご希望の振とう盤が1個標準付属します)

(注2) 連続運転推奨時間: 8時間 / 日

中型巡回培養器

コードNo.	品名	型式	規格	定価
6002	中型巡回培養器	RC-7		
6002-51	万能振とう盤	7-SS	スプリングネット式 SUS-304	
-52	三角フラスコ振とう盤	7F-100	100mL × 30個架	
-53		7F-200	200mL × 25個架	
-54		7F-300	300mL × 20個架	
-55		7F-500	500mL × 10個架	

※
お問い合わせください