

ダイオキシン類は、環境汚染物質の中でも毒性が強く、自然界では分解されにくい性質の化学物質で、約400種類も存在します。

本装置は、試料の前処理操作に使用する大型のソックスレー抽出装置です。

マントルヒーターは耐久性が高く、長時間の連続使用が可能です。

ディーン・スターク型を採用し、水分を分離し易く、効率良く抽出時間が短縮出来ます。



SDX-60

大型ソックスレー抽出装置:マントルヒーター加熱式(標準ガラス器具付)トラップ付


■仕様

型 式	フラスコ容量	架 数	電源(AC)	本体外寸法(W×D×H)mm	質量(kg)	コードNo.
SDX-03	300mL	3連	100V- 6A	670×390×1050	8	1150-3
SDX-04		4連	100V- 8A	845×390×1050	11	1150-4
SDX-05		5連	100V-10A	1020×390×1050	14	1150-5
SDX-06		6連	100V-12A	1195×390×1050	17	1150-6
SDX-3	500mL	3連	100V-7.5A	700×415×1125	9	1151-3
SDX-4		4連	100V-10A	890×415×1125	12	1151-4
SDX-5		5連	100V-12.5A	1080×415×1125	15	1151-5
SDX-6		6連	100V-15A	1270×415×1125	18	1151-6
SDX-30	1,000mL	3連	100V-12A	760×480×1250	12	1152-3
SDX-40		4連	100V-16A	980×480×1250	16	1152-4
SDX-50		5連	100V-20A	1200×480×1250	20	1152-5
SDX-60		6連	100V-24A	1420×480×1250	24	1152-6
SDX-203	2,000mL	3連	100V-15A	910×485×1350	13	1153-3
SDX-204		4連	100V-20A	1180×485×1350	17	1153-4
SDX-205		5連	100V-25A	1450×485×1350	21	1153-5
SDX-206		6連	100V-30A	1720×485×1350	25	1153-6

※本体外寸法はガラス部品等の突起部を含みません。

● 大型ソックスレー抽出装置部品

(透明摺り合わせジョイント式・ディーン・スターク型)



摺り合わせ部分は、全て透明摺り合わせを採用しています。抽出後の濃縮には平底フラスコを用意しています。ディーン・スタークトラップは、下部にテフロンコックを付けており、溜まった水分を抜き取ることができます。

● 部品名称・規格


図 番	フラスコ容量	品 名	規 格	コードNo.
①	300mL	冷却器	(球入)(上)摺りなし (下)\$34/45	1150-51
②		トラップ	テフロンコック付(上)\$34/45 (下)\$34/45	1150-52
③		抽出器	ろ紙φ30×100mm用(上)\$34/45 (下)\$24/40	1150-53
④		抽出フラスコ	300mL \$24/40	1150-54
①	500mL	冷却器	(球入)(上) 摺りなし (下)\$50/50	1151-51
②		トラップ	テフロンコック付(上)\$50/50 (下)\$50/50	1151-52
③		抽出器	ろ紙φ45×150mm用(上)\$50/50 (下)\$24/40	1151-53
④		抽出フラスコ	500mL \$24/40	1151-54
①	1000mL	冷却器	(球入)(上) 摺りなし (下)\$71/60	1152-51
②		トラップ	テフロンコック付(上)\$71/60 (下)\$71/60	1152-52
③		抽出器	ろ紙φ60×200mm用(上)\$71/60 (下)\$29/42	1152-53
④		抽出フラスコ	1000mL \$29/42	1152-54
①	2000mL	冷却器	(球入)(上) 摺りなし (下)\$85/50	1153-51
②		トラップ	テフロンコック付(上)\$85/50 (下)\$85/50	1153-52
③		抽出器	ろ紙φ75×210mm用(上)\$85/50 (下)\$29/42	1153-53
④		抽出フラスコ	2000mL \$29/42	1153-54

ガラス器具は透明摺り合わせです。

ダイオキシン類測定用(前処理用) 大型ソックスレー抽出装置



SDK-6



大型ソックスレー抽出装置：マントルヒーター加熱式（標準ガラス器具付）トラップなし

■仕様

型 式	フラスコ容量	架 数	電源(AC)	本体外寸法(W×D×H)mm	質量(kg)	コードNo.
SDK-03	300mL	3連	100V- 6A	670×390×900	8	1150-7
SDK-04		4連	100V- 8A	845×390×900	11	1150-8
SDK-05		5連	100V-10A	1020×390×900	14	1150-9
SDK-06		6連	100V-12A	1195×390×900	17	1150-10
SDK-3	500mL	3連	100V-7.5A	700×415×980	9	1151-7
SDK-4		4連	100V-10A	890×415×980	12	1151-8
SDK-5		5連	100V-12.5A	1080×415×980	15	1151-9
SDK-6		6連	100V-15A	1270×415×980	18	1151-10
SDK-30	1,000mL	3連	100V-12A	760×480×1200	12	1152-7
SDK-40		4連	100V-16A	980×480×1200	16	1152-8
SDK-50		5連	100V-20A	1200×480×1200	20	1152-9
SDK-60		6連	100V-24A	1420×480×1200	24	1152-10
SDK-203	2,000mL	3連	100V-15A	835×485×1350	13	1153-7
SDK-204		4連	100V-20A	1090×485×1350	17	1153-8
SDK-205		5連	100V-25A	1345×485×1350	21	1153-9
SDK-206		6連	100V-30A	1600×485×1350	25	1153-10

ガラス器具は透明摺り合わせです。

※本体外寸法はガラス部品等の突起部を含みません。

●部品名称・規格

図 番	フラスコ容量	品 名	規 格	コードNo.
①	300mL	冷却器	(球入)(上)摺りなし (下)\$34/45	1150-51
②		抽出器	ろ紙φ30×100mm用(上)\$34/45 (下)\$24/40	1150-53
③		抽出フラスコ	300mL \$24/40	1150-54
①	500mL	冷却器	(球入)(上)摺りなし (下)\$50/50	1151-51
②		抽出器	ろ紙φ45×150mm用(上)\$50/50 (下)\$24/40	1151-53
③		抽出フラスコ	500mL \$24/40	1151-54
①	1000mL	冷却器	(球入)(上)摺りなし (下)\$71/60	1152-51
②		抽出器	ろ紙φ60×200mm用(上)\$71/60 (下)\$29/42	1152-53
③		抽出フラスコ	1000mL \$29/42	1152-54
①	2000mL	冷却器	(球入)(上)摺りなし (下)\$85/50	1153-51
②		抽出器	ろ紙φ75×210mm用(上)\$85/50 (下)\$29/42	1153-53
③		抽出フラスコ	2000mL \$29/42	1153-54

ガラス器具は透明摺り合わせです。

大型ソックスレー抽出装置（デイン・スターク型）

コードNo.	品名／型式		規 格	定 価
1150-3	大型ソックスレー抽出装置 (フラスコ容量300mL/トラップ付)	SDX-03	デイン・スターク型 3連	※ お問い合わせください
1150-4		SDX-04	// 4連	
1150-5		SDX-05	// 5連	
1150-6		SDX-06	// 6連	
1151-3	大型ソックスレー抽出装置 (フラスコ容量500mL/トラップ付)	SDX-3	デイン・スターク型 3連	
1151-4		SDX-4	// 4連	
1151-5		SDX-5	// 5連	
1151-6		SDX-6	// 6連	
1152-3	大型ソックスレー抽出装置 (フラスコ容量1000mL/トラップ付)	SDX-30	デイン・スターク型 3連	
1152-4		SDX-40	// 4連	
1152-5		SDX-50	// 5連	
1152-6		SDX-60	// 6連	
1153-3	大型ソックスレー抽出装置 (フラスコ容量2000mL/トラップ付)	SDX-203	デイン・スターク型 3連	
1153-4		SDX-204	// 4連	
1153-5		SDX-205	// 5連	
1153-6		SDX-206	// 6連	
1150-51	冷却器	フラスコ容量 300mL	球入 (上)摺りなし(下) \$ 34/45	
1150-52	トラップ		テフロンコック付 (上) \$ 34/45(下) \$ 34/45	
1150-53	抽出器		ろ紙φ30x100mm用 (上) \$ 34/45(下) \$ 24/40	
1150-54	抽出フラスコ		300mL \$ 24/40	
1151-51	冷却器	フラスコ容量 500mL	球入 (上)摺りなし(下) \$ 50/50	
1151-52	トラップ		テフロンコック付 (上) \$ 50/50(下) \$ 50/50	
1151-53	抽出器		ろ紙φ45x150mm用 (上) \$ 50/50(下) \$ 24/40	
1151-54	抽出フラスコ		500mL \$ 24/40	
1152-51	冷却器	フラスコ容量 1000mL	球入 (上)摺りなし(下) \$ 71/60	
1152-52	トラップ		テフロンコック付 (上) \$ 71/60(下) \$ 71/60	
1152-53	抽出器		ろ紙φ60x200mm用 (上) \$ 71/60(下) \$ 29/42	
1152-54	抽出フラスコ		1000mL \$ 29/42	
1153-51	冷却器	フラスコ容量 2000mL	球入 (上)摺りなし(下) \$ 85/50	
1153-52	トラップ		テフロンコック付 (上) \$ 85/50(下) \$ 85/50	
1153-53	抽出器		ろ紙φ75x210mm用 (上) \$ 85/50(下) \$ 29/42	
1153-54	抽出フラスコ		2000mL \$ 29/42	

大型ソックスレー抽出装置

コードNo.	品名／型式		規 格	定 価
1150-7	大型ソックスレー抽出装置 (フラスコ容量300mL/トラップ無)	SDK-03	3連	※ お問い合わせください
1150-8		SDK-04	4連	
1150-9		SDK-05	5連	
1150-10		SDK-06	6連	
1151-7	大型ソックスレー抽出装置 (フラスコ容量500mL/トラップ無)	SDK-3	3連	
1151-8		SDK-4	4連	
1151-9		SDK-5	5連	
1151-10		SDK-6	6連	
1152-7	大型ソックスレー抽出装置 (フラスコ容量1000mL/トラップ無)	SDK-30	3連	
1152-8		SDK-40	4連	
1152-9		SDK-50	5連	
1152-10		SDK-60	6連	
1153-7	大型ソックスレー抽出装置 (フラスコ容量2000mL/トラップ無)	SDK-203	3連	
1153-8		SDK-204	4連	
1153-9		SDK-205	5連	
1153-10		SDK-206	6連	
1150-51	冷却器	フラスコ容量 300mL	球入 (上)摺りなし(下) \$ 34/45	
1150-53	抽出器		ろ紙φ30x100mm用 (上) \$ 34/45(下) \$ 24/40	
1150-54	抽出フラスコ		300mL \$ 24/40	
1151-51	冷却器	フラスコ容量 500mL	球入 (上)摺りなし(下) \$ 50/50	
1151-53	抽出器		ろ紙φ45x150mm用 (上) \$ 50/50(下) \$ 24/40	
1151-54	抽出フラスコ		500mL \$ 24/40	
1152-51	冷却器	フラスコ容量 1000mL	球入 (上)摺りなし(下) \$ 71/60	
1152-53	抽出器		ろ紙φ60x200mm用 (上) \$ 71/60(下) \$ 29/42	
1152-54	抽出フラスコ		1000mL \$ 29/42	
1153-51	冷却器	フラスコ容量 2000mL	球入 (上)摺りなし(下) \$ 85/50	
1153-53	抽出器		ろ紙φ75x210mm用 (上) \$ 85/50(下) \$ 29/42	
1153-54	抽出フラスコ		2000mL \$ 29/42	