




# ダイオキシン類測定用 排ガス採取器

## 排ガス採取器捕集部器具



## 捕集部 器具類

### ■ 仕様

図番	品名	規格	コードNo.
①	試料ガス採取管 φ 6mm	長さ1m \$19(球面) (透明石英製)	1154-01
	〃 φ 8mm	〃 〃 ( 〃 )	1154-02
	〃 φ 10mm	〃 〃 ( 〃 )	1154-03
	〃 φ 12mm	〃 〃 ( 〃 )	1154-04
	〃 φ 6mm	長さ50cm \$19(球面) (石英)	1154-05
	〃 φ 8mm	〃 〃 ( 〃 )	1154-06
	〃 φ 10mm	〃 〃 ( 〃 )	1154-07
	〃 φ 12mm	〃 〃 ( 〃 )	1154-08
②	冷却器	\$19(上下球面) (石英)	1154-09
	〃	\$19(上下球面) (超硬質ガラス製)	1154-10
③	センサーアダプター	\$19(球面) ( 〃 )	1154-11
④	温度センサーコネクター	テフロン製	1154-12
⑤	ろ紙ホルダー用キャップ	摺り無し (超硬質ガラス製)	1154-13
⑥	〃	\$19(球面) ( 〃 )	1154-14
⑦	円筒ろ紙ホルダー	\$19(球面)ろ紙φ25×90用 ( 〃 )	1154-15
⑧	〃	摺り無し ろ紙φ25×90用 ( 〃 )	1154-16
⑨	ノズル φ 6mm	\$24/40 (ガラス)	1154-17
	ノズル φ 8mm	〃 ( 〃 )	1154-18
	ノズル φ 10mm	〃 ( 〃 )	1154-19
	ノズル φ 12mm	〃 ( 〃 )	1154-20
⑩	ノズル用連結管	長さ 1 m \$24/40×\$19(球面) ( 〃 )	1154-21
	〃	長さ50cm \$24/40×\$19(球面) ( 〃 )	1154-22
⑪	試料ガス採取管 φ 6mm	長さ 1 m \$19(球面) ( 〃 )	1154-23
	〃 φ 8mm	〃 〃 ( 〃 )	1154-24
	〃 φ 10mm	〃 〃 ( 〃 )	1154-25
	〃 φ 12mm	〃 〃 ( 〃 )	1154-26
	〃 φ 6mm	長さ50cm \$19(球面) ( 〃 )	1154-27
	〃 φ 8mm	〃 〃 ( 〃 )	1154-28
	〃 φ 10mm	〃 〃 ( 〃 )	1154-29
⑫	コの字型連結管(1)	\$19(両球面) ( 〃 )	1154-31
⑬	コの字型連結管(2)	摺り無し ( 〃 )	1154-32
⑭	デジタル温度計(ろ紙ホルダー用)	0~1200℃(Ptセンサー付)	1154-33
	球面用クランプ	\$19 SUS-304	1154-34

●摺り合わせはすべて透明摺りです。(石英及びガラス製器具は別製品も承ります。)

1 水質試験機器

2 シェーカー機器

3 環境試験機器

4 薬科機器


5 バイオ機器

6 食品衛生機器

7 その他

## 排ガス採取器〈液体捕集部及び吸着部〉

## 吸収瓶(インピンジャー)



A

B

C

D

E

F

## 排ガス採取器

## ■仕様標準セット

型式	規格	標準セット	備考	コードNo.
EG-10	吸収瓶(インピンジャー)1000mLセット	A・B・C・D・E・F	球面クリップ4個付	1155-01
EGB-10	排ガス採取器1000mLセット	(キャリングボックス・ステンレスバスケット・吸収瓶セット)	〃	1155-02

※別途500mLもあります。 ※ジョイントクリップは付属していません。

## ●部品名称・規格


図番	品名	規格	コードNo.
A	吸収瓶(インピンジャー)キャップ付セット	1000mL \$45/40×\$19×\$19(球面)	1155-51
B	〃	〃	1155-52
C	〃	1000mL \$45/40×\$19	1155-53
D-A	XAD-2樹脂カラム キャップ付セット	内径30mm \$29/32×\$19×\$19(球面) フィルター付	1155-54A
D-B※	〃	内径30mm \$29/32×\$19×\$19(球面) 目皿付	1155-54B
E	吸収瓶(インピンジャー)キャップ付セット	1000mL \$45/40×\$19×\$19(球面)	1155-55
F	〃	〃	1155-56
	吸収瓶本体1000mL (キャップ無し)	図A~F共通 \$45/40	1155-57
	吸収瓶キャップ (A) (ハブラー付)	\$45/40(1000mL用)	1155-59
	〃 (B) (〃)	〃	1155-60
	〃 (C) (〃)	〃	1155-61
	〃 (E) (〃)	〃	1155-62
	〃 (F) (〃)	〃	1155-63
	ジョイントクリップ (ケック)	\$45用 ポリアセタール製	1155-64
	樹脂カラム本体 (D)	内径30mm \$29/32 フィルター付 \$19(球面)	1155-65A
	〃	内径30mm \$29/32 目皿付 \$19(球面)	1155-65B
	樹脂カラム用キャップ (D)	\$29/32×\$19(球面)	1155-67

●ガラス器具は透明摺りです。

●※図番D-B(1155-54B)は特注品です(目皿付)

排ガス採取器<液体捕集部及び吸着部>

● 吸収瓶配置図



④ デジタル温度計



排ガス採取器セット



吸収瓶用バスケット

● 部品名称・規格

図番	品名	規格	コードNo.
①	L型連結管	Φ19(オス)	1155-69
②	〃	Φ19(メス)	1155-70
③-I	密閉栓	Φ19(オス)	1155-73
③-II	〃	Φ19(メス)	1155-74
④	デジタル温度計(樹脂カラム用)	0~1200℃(Ptセンサー付)	1154-33
⑤	温度センサーコネクター	テフロン製	1155-68
	吸収瓶用バスケット	SUS-304	1155-76
	キャリングボックス(冷却槽兼用)	クーラーボックス	1155-77
	ガラス器具固定用スプリング	SUS-304(1セットに3本必要)	1155-78
	球面用クランプ	Φ19用 SUS-304	1155-79

●ガラス器具は透明摺り合わせです。別製品も承ります。

1 水質試験機器

2 シェーカー機器

3 環境試験機器

4 薬科機器

5 バイオ機器

6 食品衛生機器

7 その他

ダイオキシン類測定用 排ガス採取器

コードNo.	品名/型式	規 格	定 価
1154-01	試料ガス採取管 φ 6mm	長さ1m \$ 19(球面) (透明石英製)	※ お問い合わせください
1154-02	" φ 8mm	" " ( " )	
1154-03	" φ 10mm	" " ( " )	
1154-04	" φ 12mm	" " ( " )	
1154-05	試料ガス採取管 φ 6mm	長さ50cm \$ 19(球面) (石英)	
1154-06	" φ 8mm	" " ( " )	
1154-07	" φ 10mm	" " ( " )	
1154-08	" φ 12mm	" " ( " )	
1154-09	冷却器	\$ 19(上下球面) (石英)	
1154-10	"	\$ 19(上下球面) (超硬質ガラス製)	
1154-11	センサーアダプター	\$ 19(球面) ( " )	
1154-12	温度センサーコネクター	(テフロン製)	
1154-13	ろ紙ホルダー用キャップ	摺り無し(フィルター付) (超硬質ガラス製)	
1154-14	"	\$ 19(球面)(フィルター付) ( " )	
1154-15	円筒ろ紙ホルダー	\$ 19(球面)ろ紙φ25x90用 ( " )	
1154-16	"	摺り無しろ紙φ25x90用 ( " )	
1154-17	ノズルφ 6mm	\$ 24/40 (ガラス)	
1154-18	" φ 8mm	" ( " )	
1154-19	" φ 10mm	" ( " )	
1154-20	" φ 12mm	" ( " )	
1154-21	ノズル用連結管	長さ1m \$ 24/40x \$ 19 ( " )	
1154-22	"	長さ50cm \$ 24/40x \$ 19 ( " )	
1154-23	試料ガス採取管 φ 6mm	長さ1m \$ 19(球面) ( " )	
1154-24	" φ 8mm	" " ( " )	
1154-25	" φ 10mm	" " ( " )	
1154-26	" φ 12mm	" " ( " )	
1154-27	試料ガス採取管 φ 6mm	長さ50cm \$ 19(球面) ( " )	
1154-28	" φ 8mm	" " ( " )	
1154-29	" φ 10mm	" " ( " )	
1154-30	" φ 12mm	" " ( " )	
1154-31	コの字型連結管	\$ 19(両球面) ( " )	
1154-32	"	摺り無し ( " )	
1154-33	デジタル温度計 (ろ紙ホルダー用)	0~1200°C(Ptセンサー付) ( " )	
1154-34	球面用クランプ	\$ 19 (SUS-304)	

### 排ガス採取器

コードNo.	品名/型式	規 格	定 価
1155-01	排ガス採取器	EG-10 吸収瓶(インピンジャー) 1000mLセット	
1155-02		EGB-10 排ガス採取器 1000mLセット	
1155-51	吸収瓶(インピンジャー) キャップ付セット	1000mL ￥45/40x ￥19x ￥19(球面)	※ お問い合わせください
1155-52	//	//	
1155-53	//	1000mL ￥45/40x ￥19	
1155-54A	XAD-2樹脂カラム キャップ付セット	内径30mm ￥29/32x ￥19x ￥19(球面)フィルター付	
1155-54B	//	内径30mm ￥29/32x ￥19x ￥20(球面)目皿付	
1155-55	吸収瓶(インピンジャー) キャップ付セット	1000mL ￥45/40x ￥19x ￥19(球面)	
1155-56	//	//	
1155-57	吸収瓶本体 1000mL (キャップ無し)	￥45/40	
1155-59	吸収瓶キャップ (A) (バブラー付)	￥45/40(1000mL用)	
1155-60	// (B) ( // )	//	
1155-61	// (C) ( // )	//	
1155-62	// (E) ( // )	//	
1155-63	// (F) ( // )	//	
1155-64	ジョイントクリップ (ケック)	￥45用 ポリアセタール製	
1155-65A	樹脂カラム本体 (D)	内径30mm ￥29/32 フルター付 ￥19(球面)	
1155-65B	//	内径30mm ￥29/32 目皿付 ￥19(球面)	
1155-67	樹脂カラム用キャップ (D)	￥29/32x ￥19(球面)	

### 排ガス採取器(部品)

コードNo.	品名/型式	規 格	定 価
1154-33	デジタル温度計 (樹脂カラム用)	0~1200℃(Ptセンサー付)	※ お問い合わせください
1155-68	温度センサーコネクター	テフロン製	
1155-69	L型連結管	￥19(オス)	
1155-70	//	￥19(メス)	
1155-73	密閉栓	￥19(オス)	
1155-74	//	￥19(メス)	
1155-76	吸収瓶用バスケット	SUS-304	
1155-77	キャリングボックス (冷却槽兼用)	クーラーボックス	
1155-78	ガラス器具固定用スプリング	SUS-304(1セットに3本必要)	
1155-79	球面用クランプ	￥19用 SUS-304	