

# サンソ瓶 溶存酸素(DO)測定瓶 希釈瓶・フラン瓶用架台

## サンソ瓶



### サンソ瓶規格

#### ■ 仕様

容量	摺り合わせ	容量公差	胴径	材質	コードNo.
100mL	¥19	±1%	φ50mm	超硬質ガラス	3113-01
110mL	〃	〃	〃	〃	3113-02
150mL	〃	〃	φ55mm	〃	3113-03
200mL	〃	〃	φ60mm	〃	3113-04
250mL	〃	〃	〃	〃	3113-05
300mL	〃	〃	φ65mm	〃	3113-06

※栓はガラス栓です。(テフロン栓も別途承ります)

### サンソ瓶用栓

#### ■ 仕様

品名	摺り合わせ	材質	備考	コードNo.
ガラス栓	¥19	硬質ガラス	普通摺り合わせ	3113-51
テフロン栓	〃	テフロン	—	3113-52

## 希釈瓶



### 希釈瓶規格

#### ■ 仕様


容量	摺り合わせ	胴径	備考	コードNo.
250mL	¥24/30	φ65mm	50mLごと目盛り入り	3114-01
500mL	〃	φ80mm	〃	3114-02
1000mL	¥29/32	φ100mm	〃	3114-03

### 希釈瓶用ガラス栓

#### ■ 仕様

摺り合わせ	栓の形状	材質	コードNo.
¥24/30	平栓(空栓)	超硬質ガラス	3114-51
¥29/32	〃	〃	3114-52

## フラン瓶架台



※写真のフラン瓶は付属しません


### フラン瓶架台規格(ステンレス(SUS-304)製)

#### ■ 仕様

容量	架数	1マスの内寸法mm	外寸法(W×D×H)mm	コードNo.
100~110mL用	32本(4×8)	53×53	230×445×100	3115-01
100~110mL用	35本(5×7)	〃	285×395×100	3115-02
100~110mL用	45本(5×9)	〃	285×505×100	3115-03
150mL用	32本(4×8)	58×58	250×495×100	3115-04
150mL用	35本(5×7)	〃	310×435×100	3115-05
150mL用	45本(5×9)	〃	310×560×100	3115-06
200~250mL用	32本(4×8)	63×63	265×520×110	3115-07
200~250mL用	35本(5×7)	〃	335×465×110	3115-08
200~250mL用	45本(5×9)	〃	335×595×110	3115-09
300mL用	32本(4×8)	68×68	290×575×130	3115-10
300mL用	35本(5×7)	〃	365×510×130	3115-11

# トリハロメタン用採水瓶・液体試料保存瓶 バイアル瓶用パッキン

## トリハロメタン用採水瓶




トリハロメタン (TH) 用採水瓶は、まさに時代のニーズによって誕生した新しいタイプの採水瓶です。TH用検水は、栓をした状態でエアーが残らないこと、又、栓を開ける時陰圧にならないことが、絶対条件です。弊社が考案したTH用採水瓶は、この点を完全にクリアした理想的な採水瓶です。栓は、エアーを抜くため頻繁に回すので回しやすい形状になっております。

## トリハロメタン用採水瓶及び栓

### ■ 仕様

品名	規格	材質	コードNo.
トリハロ用採水瓶	250mLテフロン栓 $\text{¥}19$ 付	超硬質ガラス製	3116-01
トリハロ用採水瓶	500mLテフロン栓 $\text{¥}19$ 付	〃	3116-02
トリハロ用採水瓶	250mLガラス栓 $\text{¥}19$ 付	〃	3116-03
トリハロ用採水瓶	500mLガラス栓 $\text{¥}19$ 付	〃	3116-04
テフロン栓	$\text{¥}19$ 250mL・500mL共通	テフロン	3116-51
ガラス栓	$\text{¥}19$ 250mL・500mL共通	硬質ガラス製	3116-52



当社のバイアル瓶用シリコーンゴムパッキン及びテフロンパッキンは、市販のアルミシールにすぐ装着できるよう、丸型形状に型抜きしています。従来からテフロンシートはハサミでカットしていますが、このパッキンを使用すると、シール作業が迅速に行えます。又、厚みも、気密性を考慮して製作しているため試料のもれが全くありませんので安心してご使用いただけます。

## バイアル瓶用パッキン及びキャップ

### ■ 仕様

図番	品名	規格(φ×t)	備考	コードNo.
①	シリコーンゴムパッキン	20×2mm	200枚入り	3117-01
②	テフロンパッキン	20×0.3mm	〃	3117-02
③	アルミキャップ	OFF	200個入り	3117-03



試料保存瓶(白色)

揮発性溶液の保存瓶として、内キャップと外キャップの二重式キャップを有しています。透明摺り合わせのため、気密性が高く、保存液の蒸発を完全に防止します。

## 液体試料保存瓶 規格(白色)

### ■ 仕様

容量	内キャップ	外キャップ	備考	コードNo.
10mL	$\text{¥}15/25$	$\text{¥}24/20$	超硬質ガラス製 2mL目盛	3118-00
20mL	〃	〃	〃	3118-01
30mL	〃	〃	〃	3118-02
50mL	〃	〃	〃	3118-03
100mL	〃	〃	〃	3118-04



試料保存瓶(褐色)

## 液体試料保存瓶 規格(褐色)

### ■ 仕様

容量	内キャップ	外キャップ	備考	コードNo.
20mL	$\text{¥}15/25$	$\text{¥}24/20$	超硬質ガラス製 2mL目盛	3119-01
30mL	〃	〃	〃	3119-02
50mL	〃	〃	〃	3119-03
100mL	〃	〃	〃	3119-04

**サンソ瓶(DO測定瓶)**  
**フラン瓶架台、トリハ口用採水瓶**

コードNo.	品名	型式	規格	定価
3113-01	サンソ瓶(DO測定瓶)		100mL 胴径φ50mm \$19	※ お問い合わせください
-02			110mL "	
-03			150mL 胴径φ55mm \$19	
-04			200mL 胴径φ60mm \$19	
-05			250mL "	
-06			300mL 胴径φ65mm \$19	
-51	ガラス栓		19	
-52	テフロン栓		"	
3114-01	希釈瓶		250mL 胴径φ65mm \$24/30	
-02			500mL 胴径φ80mm \$24/30	
-03			1000mL 胴径φ100mm \$29/32	
-05	希釈用フラン瓶		120mL(テフロン栓) \$19	
-06			" (PP栓) \$19	
-07			150mL(テフロン栓) \$19	
-08			" (PP栓) \$19	
-51	希釈瓶用ガラス栓		\$24/30	
-52			\$29/32	
3115-01	フラン瓶架台 (SUS-304製)		100~110mL用、32本架	
-02			" 、35本架	
-03			" 、45本架	
-04			150mL用、32本架	
-05			" 、35本架	
-06			" 、45本架	
-07			200~250mL用、32本架	
-08			" 、35本架	
-09			" 、45本架	
-10			300mL用、32本架	
-11			" 、35本架	
3116-01	トリハ口用採水瓶		250mL (テフロン栓) \$ 19	
-02	"		500mL ( " ) \$ 19	
-03	"		250mL (ガラス栓) \$ 19	
-04	"		500mL ( " ) \$ 19	
-51	テフロン栓		\$19 250mL・500mL共通	
-52	ガラス栓		"	
3117-01	シリコーンゴムパッキン		φ20 × t 2mm	
-02	テフロンパッキン		φ20 × t 0.3mm	
-03	アルミキャップ		OFF	
3118-00	液体試料保存瓶 (白色)		10mL (内) \$15/25 (外)\$24/20	
-01			20mL " "	
-02			30mL " "	
-03			50mL " "	
-04			100mL " "	

3119-01			20mL	"	"
-02	液体試料保存瓶		30mL	"	"
-03	(褐色)		50mL	"	"
-04			100mL	"	"

※ お問い合わせください